

Provtagningsanvisning MG-test - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Remiss Blodcentralen Kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.
Provtagning	ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29 7 mL EDTA-rör, lila propp Minsta provmängd vuxen: 4mL Skickas MG-test via Blodcentralen Bollnäs ska 2 st. 7 mL EDTA-rör lila propp tas. Ange provtagningsdatum och tid Ange datum och klockslag för önskad svarstid.
Förvaring/transport	Prov kan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningsstid. Provet ska snarast lämnas till blodcentralen eller sändas med nästa ordinarie transport Prov kan transporteras i 4–25 °C
Analyserande laboratorium	Blodcentralen i Gävle och Hudiksvall. Prov taget i Bollnäs skickas till Gävle för analys. I vissa fall kan prov skickas till Blodcentralen Uppsala som utför MG-test.
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analystiden varierar beroende på antikropp kontakta blodcentralen för mer information.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Blodenhet kan beställas under provets giltighetstid, inom 2 kalenderdygn.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej

Kommentarer/Övrig upplysning	Viktigt att provet snarast efter provtagning transporteras till laboratoriet, detta för att inte fördröja ev. blodbeställning. Blodcentralen i Bollnäs utför inte analysen utan vidarebefordrar till Blodcentralen i Gävle alt. Uppsala.
Medicinsk bakgrund/indikation	MG-test = Mottagare-Givare test Förenlighetsprovning inför transfusion till patient med påvisade erytrocytantikroppar. Test sker mot varje utvald blodenheter. Analysen kan ta lång tid om patienten har flera antikroppar.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-01-31	10	Uppdaterat länk, lagt till revideringar