

Provtagningsanvisning Mononukleos i serum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	5 mL, gelrör, gul propp  Kan tas kapillärt.
Förvaring/Transport	Ven- eller kapillärblod, gul propp Serum kan förvaras upp till 72 timmar i kyl Helblod kan förvaras upp till 48 timmar i kyl Helblod som tagits kapillärt ska analyseras omgående.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle och Hudiksvall
Referensintervall	Ej tillämplig
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Kvalitativ metod, kromatografisk immunanalis
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om infektiös mononukleos. Infektiös mononukleos (IM) är vanligtvis en självläkande sjukdom som orsakas av EBV (Epstein-Barr-virus). De vanligaste symtomen är feber, uttalad trötthet, tonsillit, lymfsvullnader och mjält- och leverförstoringar.

Medicinsk bakgrund/ indikation	Testet påvisar ospecifika heterofila antikroppar som ffa ungdomar och vuxna utvecklar vid primär EBV-infektion. Däremot utvecklar endast ca 50 % av barn < 4 år heterofila antikroppar vid en EBV-infektion. Såväl falskt positiva som falskt negativa testresultat förekommer. Vid oklart eller negativt testutfall och kvarstående misstanke på infektion bör nytt prov tas och skickas för specifik EBV-serologi.
-----------------------------------	---

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet