

Provtagningsanvisning Njurprofil i plasma - Hälsö- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss Remiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Kan tas kapillärt Minsta blodmängd ca 1 mL (250 µL plasma)
Förvaring/Transport	Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur 4 dygn i kyl 3 veckor i frys Håll av plasman om provet ej analyseras samma dag
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Se respektive analys
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan i undantagsfall efterbeställas inom 4 timmar
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	I profilen ingår: Albumin, Calcium, Fosfat, Kalium, Kreatinin, Natrium och Urea
Medicinsk bakgrund/indikation	Se respektive analys Utredning av njurarnas funktionstillstånd samt bedömning av vattenbalans.

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	7	Lagt till rubriken revideringar. Uppdaterat under förvaring.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet