

Provtagningsanvisning Sputumodling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Kvantitativ aerob odling

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev immunsuppression, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika. Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, legionella, chlamydophila eller mycoplasma, se separata provtagningsanvisningar.
Provtagning	Steril burk, artikelnummer i proceedo: 200492 Före provtagning bör munnen sköljas med vatten efter det att eventuell protes tagits ur. Det är viktigt att provet utgörs av upphostning från de nedre luftvägarna. Provet upphostas om möjligt direkt i sterilt provkärl. Erfaren personal bör medverka vid provtagningen för att instruera patienten.
Förvaring/transport	Transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-3 vardagar.
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt

Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Provet bedöms mikroskopiskt för att avgöra om det är representativt för nedre luftvägar. Hos immunsupprimerade patienter kan utfallet bli falskt negativt avseende representativitet. Odlingen är kvantitativ men vid förekomst av ordinär luftvägsflora anges ej kvantitet. Växt av luftvägspatogener rapporteras med resistensbestämning.
Kommentarer/övrig upplysning	
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad nedre luftvägsinfektion.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-04	9	Tydligare beskrivning vad som ska anges under anamnes